



(يوصى به لدعامة الخلايا الضوئية)
مزود بمسامر مركزي



(يوصى به لدعامة الدلائل)
بدون مسامر مركزي


مثال التطبيق



النوع 2 (للعواكس)


النوع 1 (للخلايا الضوئية)

أداة تثبيت الخلايا الضوئية 237 قطعة



ثقب لمسار مُستدير يبلغ		بدون مسامر مركزي	مزود بمسامر مركزي
Df مُستدير (mm)	Qf مربع (mm)	كود	كود
10	8	237 / 80958	237 / 80961
12	10	237 / 80959	237 / 80962
14	12	237 / 80960	237 / 80963

أداة تثبيت الخلايا الضوئية 240 قطعة



ثقب لمسار مُستدير يبلغ		النوع 1 (per fotocellule)	النوع 2 (per catarifrangenti)
Df مُستدير (mm)	Qf مربع (mm)	كود	كود
10	8	240 / 80996	240 / 80997
12	10	240 / 80998	240 / 80999
14	12	240 / 81000	240 / 81001

- الخامات: أداة تثبيت من البولي أميد المقوى، مسامر قلاووظ بلا رأس وصامولة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
- المواصفات: إمكانية استخدام محاور مستديرة ومربعة.
- العبوة: 24 قطعة.
- حسب الطلب:
- أدوات تثبيت، بثقوب مختلفة الأبعاد، مصنوعة من البولي بروبيلين المقوى، بألوان متنوعة.
 - العبوات: حسب طلبك.